

Instructies | Afname Wangslijm eSwap

Voer je begint



1. Eet en drink niet, tot minimaal één uur van tevoren.



2. Spoel voor de wangslijm-afname je mond goed met kraanwater.




3. Om vermenging van DNA te voorkomen is het belangrijk dat de afnemer (liever geen familielid) handschoenen draagt.



4. Let op: niet hoesten! Speekseldeeltjes kunnen op het staafje terecht komen.


Het afnemen van je wangslijm




1. Open de verpakking en haal het wangslijmpakket eruit.




2. Degene die het wangslijm afneemt trekt beide handschoenen aan.



3. Haal het buisje uit de verpakking en draai de dop eraf. Plaats hem op een stevige ondergrond.



4. Haal daarna het wangslijm-staafje uit de verpakking, raak het sponsje van het staafje niet aan!




5. Plaats het staafje tegen de binnenkant van de wang en maak een draaiende beweging gedurende 30 seconden.



6. Stop het staafje in het buisje met vloeistof en breek het op de rode markering. Draai de dop stevig vast!




7. Plak de sticker met je persoonscode op het buisje. De tweede sticker is reserve, of eventueel voor je eigen administratie.



8. Rol het buisje in het absorptiepapier (gladde zijde buiten!) en stop het in de bubbelenvelop. Sluit deze met de plakstrip.

Versturen van jouw wangslijmpakket naar het CWZ



1. Stop de gesloten bubbelenvelop in het doosje. Het doosje is al gefrankeerd en geadresseerd aan het CWZ en kan zo op de post.



2. Let op: in het doosje geen persoonsgegevens toevoegen. En op het doosje geen afzender vermelden.

Versturen van jouw bevestigingsformulier naar Fiom



3. Stuur bevestigingsformulier in de bijgevoegde envelop met postzegel terug naar Fiom. Zo weten wij dat het pakket onderweg is van jou naar het CWZ.



4. Ben je jonger dan 16 jaar dan moet je ouder / wettig vertegenwoordiger ook het toestemmingsformulier naar ons sturen.

Nieuw wangslijmpakket nodig?

Is je staafje niet meer schoon of onbruikbaar (bijvoorbeeld door vallen op de grond)? Vraag een nieuw setje bij Fiom aan.

> Je bent zelf verantwoordelijk voor een juiste afname van jouw wangslijmmonster. Als de instructie niet goed gevolgd wordt kan er geen bruikbaar DNA-profiel opgesteld worden.



Specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen